



Simple à utiliser et durables, ces balances mécaniques intemporelles restent une alternative populaire aux balances numériques pour le pesage de précision dans les laboratoires, l'industrie, sur le terrain et à l'école. Le châssis robuste en métal combiné à un plateau en acier inoxydable offre une grande stabilité de sorte que la TBB fournit des résultats reproductibles pour le pesage de base. Plus grande que les autres balances à triple faisceau, la TBB est munie d'un trépieds innovant et d'un crochet intégré pour le pesage sous la balance pour faciliter la détermination de densité et de gravité spécifique. Les faisceaux gradués avec encoches et poids de lecture au centre assurent un positionnement positif afin d'accélérer le processus de pesage. Un amortissement magnétique oblige le faisceau à se stabiliser rapidement fournissant ainsi des résultats plus rapides.

Un instrument fiable, classique et performant pour la mesure de masse



Caractéristiques

- Le crochet en option permet le pesage sous la balance
- Attache de sécurité pour câble et cadenas de type Kensington en option pour empêcher le vol de balance.
- Grand plateau de pesée en inox gradué 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- L'amortissement magnétique ralentit le mouvement du pointeur pour des lectures plus rapides.
- Les encoches, à plusieurs niveaux, les barres graduées assurent un positionnement positif ainsi que la lecture précise des résultats
- Espace de stockage inclus pour ranger le poids lorsqu'il n'est pas utilisé

Application

- Pesage

A Propos d'Adam Equipment

Depuis plus de 40 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.

Modèle	TBB 610S	TBB 2610S	TBB 2610T
Capacité	610g	2610g	2610g
Précision	0.1g	0.1g	0.1g
Taille du plateau	152mm ø		
Unités de pesage	g		
Temps de stabilisation (sec)	3		
Calibrage	Calibrage externe		
Affichage	Barres graduées avec des chiffres de 7mm de haut		
Carter	Fonte Aluminium		
Dim. totale	550x110x160mm (lpxh)		
Poids net	1.7kg	2.7kg	

Accessoires

Numéro d'articleDescription

700100211.....	Valise de Transport solide avec fermeture
700100046	Fermeture de sécurité et câble
700660290	Certificat de Calibrage

Principaux Accessoires**Valise de Transport solide avec fermeture**

Solidement construite avec des coins en acier inoxydable, la valise contient une mousse de rembourrage douce pour protéger la balance. Une sangle d'épaule est comprise et la valise est verrouillable.

**Fermeture de sécurité et câble**

Le verrouillage et le câble de sécurité sont compatibles avec la fixation intégrée sur les balances et autour d'un objet pour sécuriser votre instrument en place. Le câble en acier flexible est difficile à couper et la serrure à combinaison permet aux utilisateurs de choisir un code pour une sécurité accrue.

Fourni par