



Les séries Dune offrent tout ce dont il est nécessaire afin d'accomplir un pesage rapide et simple. Chaque Dune est équipée d'un adaptateur AC, d'un auto-calibrage via le clavier, d'un indicateur de batterie faible, et d'un indicateur de surcharge. Grâce à son fonctionnement complémentaire sur piles, son clavier étanche, et son boîtier en plastique ultra robuste, la Dune est capable de fournir des lectures précises sur le terrain, dans les classes, sur les lieux de travail et en laboratoire. C'est un produit véritablement polyvalent et portable.

Design épuré pour le pesage de base en laboratoire, en classe ou sur le terrain



Caractéristiques

- Large écran très contrasté, facilement lisible à distance
- Touches codées en couleur facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- La conception légère facilite le transport et la portabilité
- La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes
- Clavier étanche protège contre la saleté et les déversements accidentels
- Grand plateau amovible pour un nettoyage rapide
- Mise hors tension automatique pour économiser l'énergie
- Fonction recherche du zéro assure que l'affichage revient à zéro
- Fonctionne avec adaptateur secteur (inclus) ou piles (non incluses)

Application

- Pesage

A Propos d'Adam Equipment

Depuis plus de 40 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.

Balances Compactes **Dune**TM



Modèle	DCT 201	DCT 2000	DCT 5000
Capacité	200g	2000g	5000g
Précision	0.1g	1g	2g
Taille du plateau	145x145mm		
Unités de pesage	g, oz	g, lb, oz	
Temps de stabilisation (sec)	2		
Calibrage	Calibrage externe		
Affichage	LCD avec des chiffres de 15mm de haut		
Alimentation	Adaptateur 12VAC 50/60Hz 150mA / 6 piles AA		
Température d'utilisation	0° à 40°C		
Carter	ABS		
Dim. totale	147x208x40mm (lxpxh)		
Poids net	0.5kg		

Fourni par

www.adamequipment.com

Adam Equipment poursuit une politique d'amélioration continue et se réserve le droit de modifier les spécifications et les prix sans préavis. Les conditions standards de vente d'Adam Equipment s'appliquent. Sauf erreur ou omission.

© 2016 Adam Equipment. FR-6062US 09/01/17