



La serie de balanzas Dune® ofrece todas las características necesarias para el pesaje rápido y fácil. Cada Dune está equipada con un adaptador CA, calibración automática a través del teclado, indicador de batería baja e indicador de sobrecarga. Con la operación de batería alternativa, teclado a prueba de salpicaduras, y diseño simplificado de plástico, la Dune ofrece lecturas precisas en la clase, laboratorio o en el campo.

Diseño optimizado para el pesaje básico en el laboratorio, clase o campo



Características

- Gran pantalla de alto contraste, fácilmente visible
- Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
- Diseño liviano simplifica el transporte y portabilidad
- Protección de sobrecarga ayuda a prevenir daños a los componentes internos
- Teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames accidentales
- Plato amplio, fácilmente removible para la limpieza rápida
- Función de auto apague programable para ahorrar energía
- Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero
- Funciona con adaptador AC (incluido) o baterías (no incluidas)

Aplicaciones

- Pesaje

Sobre ADAM:

Con más de 40 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Modelo	DCT 201	DCT 2000	DCT 5000
Capacidad	200g	2000g	5000g
Legibilidad	0.1g	1g	2g
Tamaño del plato	5.7"x5.7" / 145x145mm		
Unidades de medida	g, oz	g, lb, oz	
Tiempo de estabilización (sec)	2		
Calibración	Calibración Externa		
Pantalla	LCD con dígitos 0.6" / 15mm de alto		
Alimentación de corriente	Adaptador 12VAC 50/60Hz 150mA / Pilas 6 x AA		
Temperatura de operación	0° a 40°C		
Carcasa	ABS		
Dimensiones totales	5.8"x8.2"x1.6" / 147x208x40mm (aprox)		
Peso Neto	1.1lb / 0.5kg		

Suministrados por